

Desinfektionsplan

für die Zahnarztpraxis
gemäß der TRBA/BGR 250



Medizinischer Fachhandel

| | Was? | Womit? | Wie? | Wann? | Wer? |
|--|---|--------|---|---|------|
| | Hygienische Händedesinfektion | | In die trockenen Hände bis zur vollständigen Aufrocknung einreiben. 6-Schritte-Technik beachten. | Vor und nach jeder Behandlung eines Patienten. | |
| | Chirurgische Händedesinfektion | | In die trockenen Hände und Unterarme einreiben und diese über den gesamten Applikationszeitraum feuchthalten. | Vor operativen Eingriffen. | |
| | Händewaschung | | Lauwarmes Wasser verwenden, Waschlotion gründlich abspülen, Einmalhandtücher verwenden. | Bei Bedarf. | |
| | Hautpflege (Hände) | | In die Hände einmassieren. | Bei Bedarf. | |
| | Schutzhandschuhe (Einmalgebrauch) | | Dünnwandige, flüssigkeitsdichte allergenarme Handschuhe benutzen. | Bei möglichem Kontakt mit Blut, Ausscheidungen, Eiter, hautschädigenden Stoffen. Zum Desinfizieren und Reinigen benutzter Instrumente, Geräte, | |
| | Schutzhandschuhe (Desinfizierbar) | | Anatomisch geformte Untersuchungshandschuhe benutzen. Herstellerhinweis: Auf Desinfizierbar- und mehrfache Verwendbarkeit achten. | Bei möglichem Kontakt mit Blut, Ausscheidungen, Eiter, hautschädigenden Stoffen. Zum Desinfizieren und Reinigen benutzter Instrumente, Geräte, | |
| | Instrumente | | Instrumente nach Gebrauch in Lösung einlegen und vollständig benetzen. Nach Ablauf der Einwirkzeit entnehmen, unter fließendem Wasser abspülen und trocknen, ggf. sterilisieren. | Nach Gebrauch. | |
| | Rotierende Instrumente | | Instrumentarien sofort nach Gebrauch in die Lösung einlegen (Fräsator). Nach Ablauf der Einwirkzeit entnehmen, unter fließendem Wasser abspülen und trocknen. | Nach Gebrauch. | |
| | Hand- und Winkelstücke, Turbinen | | Lösung aufsprühen bzw. Instrumente abwischen bis zur vollständigen Benetzung. Antrocknen lassen, bei Bedarf nachwischen. Zur Pflege bitte die Herstellerangaben beachten. | Nach Kontamination. | |
| | Absauganlage | | Durchsaugen der Anlage mit der nach Vorschrift angesetzten Lösung. | Am Ende des Behandlungstages. | |
| | Abformungen, getragener Zahnersatz | | Tauchdesinfektion: Alginate und Hydrokolloide kurz eintauchen und anschließend 10 Minuten abtrocknen lassen. Andere Materialien 10 Minuten in die Lösung einlegen. | Nach Erhalt vom Patienten, vor Laborversand. | |
| | Flächendesinfektion (Fußböden, Inventar etc.) | | Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen. | Täglich, bei Bedarf. | |
| | Flächendesinfektion (Behandlungsbereich) | | Lösung aufsprühen bzw. Flächen abwischen bis zur vollständigen Benetzung der Oberfläche. Antrocknen lassen, bei Bedarf zusätzlich nachwischen. | Nach jeder Behandlung. | |
| | Abfall | | Mülltrennung beachten. Spitze, scharfe und zerbrechliche Gegenstände dürfen nur sicher umschlossen in den Abfall gegeben werden. (z. B. leere gekennzeichnete Desinfektionsmittelkanister verwenden.) | Bei Bedarf. | |

Novaprax GmbH, 29643 Neuenkirchen

Telefon (gebührenfrei): (0800) 57 37 502

Dieser Desinfektionsplan ist auf der Basis TRBA / BGR 250 erstellt.

Die Überprüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit liegt beim Anwender.

Praxisstempel u. Unterschrift:
